

STAND

DESCRIPTION OF ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

REF 31896, V22/17

D Anwendung

Application GB

Das Stativ ist ein mobiler Gerätewagen für die Aufnahme von einem Gerät. Es verfügt über einen Ablageboden und einer Auflagefläche, auf welcher die verschiedenen Geräte platziert werden können. Der Gerätewagen ist mit 4 antistatischen, davon 2 blockierbaren Rollen ausgestattet.

The STAND is a mobile device carrier. It's equipped with a bottom shelf and a top shelf, on which different devices can be placed. The STAND comes with 4 antistatic rolls, from which 2 are lockable.

D Sicherheitshinweise

Safety Measures GB

- **Unsatzgemässer Gebrauch des Gerätewagens, sowie Nichteinhaltung unserer Anweisungen, entbindet uns von jeder Garantieleistung oder anderen Ansprüchen!**
- **Das Stativ darf nur zerlegt transportiert werden!**



- **Nouvag AG can not be held liable for any malfunction of this mobile device, performance failure, and/or its designed utility, nor can Nouvag AG be held liable for any injuries, in any case when the device is missused or not operated, applied or maintained in strict accordance with the user/owner instructions set out in the Operating instructions.**
- **Dismantle the STAND for transportation.**

D Lieferumfang

Shipping contents GB

Stativfuss.....	1 Stk.
Stativsäule.....	1 Stk.
Tablar.....	1 Stk.
Sterngriffe mit Abstands-Buchsen.....	2 Stk.
Antistatische Rollen mit integrierten Schrauben.....	2 Stk.
Antistatische, feststellbare Rollen mit integrierten Schrauben.....	2 Stk.
Inbusschraube M10 x 35 mm.....	4 Stk.
Inbusschraube M4 x 16 mm.....	4 Stk.
Unterlagsscheibe M10.....	4 Stk.
Unterlagsscheibe M4.....	8 Stk.
Inbusschlüssel 8 mm.....	1 Stk.
Inbusschlüssel 5 mm.....	1 Stk.
Inbusschlüssel 3 mm.....	1 Stk.

Stand foot.....	1 piece
Stand column.....	1 piece
Shelf.....	1 piece
Star handle with spacer.....	2 pieces
Antistatic rolls with integrated mounting screws.....	2 pieces
Antistatic rolls with integrated mounting screws and brakes.....	2 pieces
Allan screw M10 x 35 mm.....	4 pieces
Allan screw M4 x 16 mm.....	4 pieces
Washer M10.....	4 pieces
Washer M4.....	8 pieces
Allan wrench 8 mm.....	1 piece
Allan wrench 5 mm.....	1 piece
Allan wrench 3 mm.....	1 piece

D Technische Daten

Technical Data GB

Nettogewicht:.....	15 kg
Maximalbelastung Wagen:.....	50 kg
Maximalbelastung Ablageboden:.....	20 kg
Gesamthöhe:.....	885 mm
Abmessungen Ablageboden:.....	410 mm x 480 mm
Farbe:.....	weiss



Net weight:.....	15 kg
Max. load of stand:.....	50 kg
Max. load of stand foot:.....	20 kg
Total height:.....	885 mm
Dimensions stand foot:.....	410 mm x 480 mm
Color:.....	white

D Reinigung und Desinfektion

Cleaning and Disinfection GB

Nur äusserliche Wischdesinfektion mit mikrobiologisch geprüften Flächendesinfektionsmitteln oder 80%-igem Äthyl-Alkohol durchführen.

Only clean the surface of the unit, do not use harsh cleaners or solvents for cleaning. Use 80% ethyl alcohol or microbiologically effective disinfectants.



1. Ansicht: Stativfuß
2. Rollen mit integrierten Inbusschrauben mit Stativfuß verschrauben (Inbusschlüssel 5 mm). Dabei feststellbare Rollen vorne einsetzen.
3. Ansicht: Stativfuß mit montierten Rollen.
4. Stativ-Säule mit Schraube M10x35mm und Unterlagsscheibe an Stativfuß befestigen (Inbusschlüssel 8 mm).
5. Ansicht: Stativfuß mit Rollen und montierter Säule.
6. Trägerplatte mit Schraube M4x16mm und Unterlagsscheibe an Stativ-Säule befestigen (Inbusschlüssel 3 mm).
7. Ansicht: Stativfuß mit montierter Säule, Rollen und Trägerplatte.
8. Sterngriffe mit Abstandshülsen an Stativ-Säule montieren.
9. Ansicht: Komplettes Stativ.

1. View: Stand foot.
2. Connect rolls with integrated Allan screws with Stand foot (Allan wrench 5 mm). Mount rolls with brakes on the front side.
3. View: Stand foot with mounted rolls.
4. Connect column with stand foot with screws M10x35mm and washer (Allan wrench 8 mm).
5. View: Stand foot with rolls and fixed column.
6. Connect shelf with column with screws M4x16mm and washer (Allan wrench 3 mm).
7. View: Stand foot with rolls, fixed column and shelf.
8. Connect star handles with spacer with stand column.
9. View: Complete Stand.



Switzerland

NOUVAG AG • St. Gallerstrasse 23-25 • CH-9403 Goldach
 Phone +41 (0)71/846 66 00 • Fax +41 (0)71/845 35 36
 info@nouvag.com • www.nouvag.com

USA

NOUVAG USA, LLC
 6201 Airport Freeway, Suite 200 • Haltom City • TX 76117 • USA
 Phone +1 (817) 887 9814 • Fax +1 (817) 887 9817
 Toll Free (800) 673 7427
 www.nouvagusa.com

Germany

NOUVAG GmbH • Schulthaiß-Strasse 15 • D-78462 Konstanz
 Phone +49 (0)7531/1290-0 • Fax +49 (0)7531/1290-12
 info-de@nouvag.com • www.nouvag.com

Alle NOUVAG-Servicestellen weltweit siehe

www.nouvag.com

All NOUVAG-Service Centers worldwide please see at

www.nouvag.com

Wir bitten Sie, bei Benötigung von Service, Reparatur oder Ersatzteilen, den Händler oder Vertreter Ihres Landes zu kontaktieren.
 For service, maintenance, spare parts and general inquiries – Please contact your local dealer or representative.

Hinweis zur Entsorgung:

Bei der Entsorgung von Gerät, Gerätbestandteilen und Zubehör müssen die erlassenen Vorschriften des Gesetzgebers befolgt werden.

Disposal:

Disposal of device, components and accessories must strictly conform to local laws and regulations as set out by the relevant authorities.