

SÍMBOLOS



Advertencia general



Consultar las instrucciones de uso



Nota



Apto para desinfección térmica



Fabricante



Fecha de fabricación



Importador



Autoclavable a 134 °C



Número de catálogo



Número de serie



Código de lote



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Se necesita recogida separada (RAEE)



Marca de Conformidad Europea

USO PREVISTO

Por lo general, la pieza de mano shaver se usa la cirugía ORL, por ejemplo, para los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe o la base anterior del cráneo. Con la cuchilla shaver se raspan los fragmentos óseos o cartilaginosos, así como las partes blandas, que se retiran del lugar del tratamiento mediante en el tubo de aspiración en la pieza de mano. La pieza de mano shaver también está prevista para el uso con una cuchilla shaver; en este caso, la pieza de mano es accionada por un motor adecuado para ello. El uso previsto es obvio para el usuario entrenado.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedades asintomáticas con enfermedades concomitantes importantes (cardiopatías y neumopatías, trastornos hemorrágicos, diabetes o asma). En función del diagnóstico médico general y, en casos especiales, si se produce un aumento

considerable del riesgo para el paciente por el uso de sistemas motorizados, pueden surgir contraindicaciones relativas o absolutas. Así pues, tenga en cuenta los casos pertinentes que se mencionan en las publicaciones especializadas.

USUARIOS PREVISTOS

Los usuarios previstos son personal formado y cualificado, en entornos profesionales (por ejemplo, hospitalarios, ambulatorios).

| CONDICIONES AMBIENTALES | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | OPERACIÓN |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Humedad relativa | máx. 90% | máx. 80% |
| Temperatura | 0 °C – 50 °C | 10 °C – 30 °C |
| Presión atmosférica | 700 hPa – 1'060 hPa | 800 hPa – 1'060 hPa |

INDICACIONES DE SEGURIDAD



La pieza de mano se suministra sin esterilizar. La pieza de mano debe limpiarse, desinfectarse y esterilizarse antes del primer uso e inmediatamente después de cada uso.

Antes de utilizar el producto, antes de ponerlo en marcha y antes de utilizarlo, el usuario debe asegurarse siempre de que el producto y los accesorios estén en buen estado de funcionamiento, limpios, estériles y operativos.

El uso o reparación inadecuados del producto, o el incumplimiento de estas instrucciones, exime a NOUVAG de cualquier obligación derivada de las disposiciones de la garantía o de otras reclamaciones.



No está permitido utilizar el producto de forma distinta a aquella para la que ha sido diseñado. La responsabilidad recae exclusivamente en el operador.


Manipule la pieza de mano sólo cuando el motor esté parado.

El producto sólo debe ser utilizado por personal cualificado y formado.

No limpie la pieza de mano con aire comprimido.

Utilice únicamente las hojas de afeitar NOUVAG cuando trabaje con la pieza de mano de afeitado NOUVAG.

VISIÓN GLOBAL



POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

| REF | DISPOSITIVO | USO PREVISTO |
|------|-------------|--------------|
| 3361 | HighSurg 11 | Cirugía ORL |
| 3365 | HighSurg 30 | Cirugía ORL |

UTILICE



Deslizar hacia atrás el manguito e introducir la cuchilla shaver en la pieza de mano shaver.



Girar la cuchilla shaver en la dirección deseada y soltar el manguito. Comprobar el asiento.



Montar el extremo del set del tubo en el sistema de refrigeración de la cuchilla shaver.



Montar el set del tubo del sistema de refrigeración con los clips para la pieza de mano (REF 1881) en la pieza de mano shaver.



Montar el tubo de aspiración en la boquilla de aspiración de la pieza de mano.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN




En los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) no podemos asumir ninguna responsabilidad en caso de reutilización de la pieza de mano. El Instituto Robert-Koch recomienda retirar los productos de la circulación después de usarlos para evitar el contagio a otros pacientes, usuarios y terceros.



No limpie nunca la pieza de mano en un baño de ultrasonidos. Esto perjudica la funcionalidad de la pieza de mano.

| | |
|--|--|
| Limitaciones en el reprocesamiento | El reprocesamiento frecuente tiene poco efecto en la pieza de mano. Normalmente, el fin de la vida útil del producto está determinado por el desgaste y los daños provocados por el uso. La pieza de mano está diseñada para 250 ciclos de esterilización. |
| Manipulación general | <ol style="list-style-type: none"> La pieza de mano debe limpiarse, desinfectarse y esterilizarse a fondo antes del primer uso (productos nuevos) e inmediatamente después de cada uso. Sólo una pieza de mano limpia y desinfectada permite una esterilización correcta! La pieza de mano debe manipularse siempre con sumo cuidado durante el transporte, la limpieza, el cuidado, la esterilización y el almacenamiento. Recomendamos el uso de limpiadores ligeramente alcalinos y enzimáticos con el menor contenido posible de silicatos para evitar manchas (silicatización) en la pieza de mano. Para la limpieza y la desinfección sólo se pueden utilizar agentes comercialmente disponibles que figuren en la lista DGHM/VAH. El método de uso, la duración de la acción y la idoneidad de los desinfectantes y agentes de limpieza deben tomarse de la información proporcionada por los fabricantes de estos agentes. Deben seguirse estrictamente las instrucciones de funcionamiento de los equipos, productos químicos, etc. utilizados durante el reprocesamiento. Deben respetarse estrictamente la dosificación de los productos químicos, los tiempos de exposición y las temperaturas de exposición para la limpieza y la desinfección. El final de la vida útil del producto puede alcanzarse antes de los 250 ciclos de esterilización en caso de desgaste excesivo y daños por el uso. No sobrecargar los lavavajillas. Evitar que haya zonas a las que no pueda llegar el agua. Asegurarse de que los componentes se cargan de manera estable en el lavavajillas. Respete la normativa vigente en su país para el reprocesamiento de productos sanitarios. NOUVAG recomienda usar un cesto de malla con una varilla de enjuague de 3mach (NOVAG REF 51401), un recipiente reutilizable para preparar y guardar cómodamente (incluido el transporte) los productos. El cesto se puede usar para guardar de forma segura los productos tanto durante el lavado y la esterilización como después hasta que los productos se vuelvan a usar. El cesto está indicado para el uso con papel de esterilización o con un recipiente de esterilización rígido. Por sí solo, el cesto no tiene efecto barrera para proteger la esterilidad. |
| Preparaciones en el lugar de uso | Después de la intervención quirúrgica deben eliminarse inmediatamente los restos de sangre, secreciones, tejido y hueso usando un paño desechable/servilleta de papel. ¡No dejar que los restos se sequen! Los restos secos provocan corrosión. |
| Almacenamiento y transporte | El almacenamiento y transporte de los productos contaminados al lugar de reprocesamiento debe realizarse en un contenedor cerrado para evitar daños a los productos y la contaminación del medio ambiente. |
| Limpieza y desinfección, limpieza previa | <p>Desmontar la cuchilla shaver, el motor electrónico y el tubo de aspiración de la pieza de mano. Lave con agua cualquier suciedad visible.</p> <ol style="list-style-type: none"> Limpie la pieza de mano con un paño desechable húmedo/toalla de papel, eliminando toda la contaminación visible. Limpie la pieza de mano con agua corriente y un cepillo suave (p.e. Insitumend GmbH, REF MED100.33). Enjuague la superficie exterior de la pieza de mano durante 10 segundos utilizando una pistola de agua con una presión de al menos 2,0 bar (p.e. HEGA Medical, REF 6010 o REF 7060). Por esta agua del grifo local es suficiente, como la última etapa, una limpieza mecánica con agua desmineralizada se lleva a cabo siempre y, posiblemente, el agua dura con restos de cal de la limpieza previa no puede permanecer en la pieza de mano. |

| | | |
|--|---|---|
| Limpieza | Limpieza automática 1. Después de la limpieza previa, coloque la pieza de mano en un accesorio adecuado. Coloque las piezas pequeñas (pinzas de sujeción del tubo) en la cesta del colador. 2. ¡La limpieza automática solo será eficaz si se realiza correctamente la limpieza previa anteriormente descrita! 3. La limpieza se hace con el programa Vario-TD en la lavadora desinfectadora (LD). Para el proceso de limpieza se recomienda usar agua desionizada. 4. Una vez finalizado el programa de limpieza (incl. desinfección térmica), compruebe si la pieza de mano y los accesorios presentan suciedad visible en las ranuras y espacios. Repita la limpieza si es necesario. | Proceso de limpieza automático (programa Vario-TD) 1. Limpieza previa durante 4 minutos con agua fría. 2. Vaciar 3. Limpiar durante 5 minutos a 55°C con un detergente alcalino al 0,5%, o a 40°C con un detergente enzimático al 0,5%. 4. Vaciar 5. Neutralizar durante 3 minutos con agua fría. 6. Vaciar 7. Enjuagar durante 2 minutos con agua fría. 8. Vaciar |
| Desinfección | Desinfección automática La lavadora desinfectadora tiene un programa de desinfección térmica que sigue a la limpieza. La desinfección térmica automática se debe realizar teniendo en cuenta los requisitos nacionales relativos al valor A0 (ver DIN EN ISO 15883-1). Recomendamos un valor A0 de 3000 para la pieza de mano y los accesorios. La desinfección debe hacerse con agua desionizada. | ⚠ Atención Si no se enjuagan correctamente o se exponen al desinfectante o detergente durante demasiado tiempo, la pieza de mano puede corroerse. Consulte los tiempos de espera en el prospecto del producto de limpieza y desinfección correspondiente. |
| Secado | Secado automático Secado de la pieza de mano y los accesorios mediante el ciclo de secado de la lavadora desinfectadora (LD). Si fuera necesario se puede hacer un secado adicional usando un paño sin pelusa. Preste especial atención a las ranuras y espacios entre la pieza de mano y los accesorios. A continuación, vuelva a rociar la pieza de mano con lubricante. Todas las lavadoras desinfectadoras deben proporcionar por parte del fabricante un método de secado correspondiente (comp. ISO 15883-1). Por favor, tenga en cuenta las indicaciones pertinentes y las instrucciones de uso del fabricante de la lavadora desinfectadora. | Secado manual Coloque la pieza de mano en posición vertical, separada del clip de refrigeración, para que el agua pueda salir más fácilmente. Deje secar la pieza de mano durante al menos 30 minutos. A continuación, vuelva a rociar la pieza de mano con lubricante. |
| Control y mantenimiento | Realice una inspección visual para detectar daños, corrosión y desgaste. Tras la limpieza y desinfección, rocíe la pieza de mano con lubricante y límpiela con un paño sin pelusas humedecido con agua desionizada (véanse las instrucciones del bote de spray). Compruebe que los tubos de refrigeración no estén obstruidos y repita el ciclo de limpieza si es necesario. A continuación, vuelva a colocar el clip de refrigeración en la pieza de mano. |  |
| Esterilización | La esterilización de los productos se lleva a cabo con un proceso de esterilización de vapor fraccionado previo al vacío (según DIN EN 13060 / DIN EN 285) teniendo en cuenta los requisitos nacionales respectivos. Requisitos mínimos: 1. Fases de prevacío: 3 2. Temperatura de esterilización: mínimo 132 °C; máximo 137 °C (dentro de la banda estéril) 3. Tiempo de mantenimiento: al menos 5 minutos (ciclo completo) 4. Tiempo de secado: al menos 10 minutos En la esterilización de varios productos en un ciclo de esterilización no se debe superar la carga máxima del esterilizador (consultar las indicaciones del fabricante). En los autoclaves sin vacío se deberá realizar una fase de secado. Después de la esterilización se debe comprobar que el resultado de la esterilización es satisfactorio con la ayuda de las indicaciones pertinentes. De acuerdo con el Instituto Robert Koch, el acondicionamiento finaliza con la autorización documentada del producto sanitario para su uso. Si la pieza de mano esterilizada no se utiliza inmediatamente después de la esterilización, debe etiquetarse con la fecha de esterilización en el embalaje. | |
| Almacenamiento | Almacenamiento del envase estéril El producto esterilizado se debe almacenar protegido del polvo, la humedad y la contaminación. Durante el almacenamiento se deben evitar los rayos directos del sol. El producto no se debe usar después de la fecha de caducidad. | Manipulación del envase estéril Antes de sacar el producto debe comprobarse que el envase estéril no está dañado. Cuando se extraiga el producto es preciso respetar las normas de asepsia correspondientes. |
| Información sobre la validación del acondicionamiento | El proceso de acondicionamiento anteriormente descrito se ha comprobado mediante un proceso validado. Durante este proceso se utilizaron los materiales y las máquinas siguientes: 1. Detergente alcalino: Neodisher® Mediclean; Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 2. Detergente enzimático: Neodisher® MediZyme; Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 3. Lavadora desinfectadora: Miele G 7836 CD 4. Carro de carga: Miele E429 5. Cesto de malla/barra de enjuague: 3mach (NOUVAG REF 51401) 6. Esterilizador por vapor: Selectomat 666-HP (MMM) 7. Envasado estéril: Sterisheet 100; Broemeda Amcor Flexibles GmbH También se pueden usar otros productos químicos y máquinas diferentes a los mencionados. En este caso, compruebe con los fabricantes o los proveedores si con sus productos se consiguen los mismos resultados que con los productos con los que se validó el proceso. Si decide utilizar un método para el reacondicionamiento diferente al anteriormente mencionado, es su responsabilidad demostrar la idoneidad del mismo. | |

- i** No se dispone de experiencia con la realización de otros métodos de esterilización, como p. ej. la esterilización por gas plasma, el método de esterilización a baja temperatura, etc. El usuario es el único responsable si se utiliza un proceso diferente al método de esterilización validado aquí descrito.
- ⚠** Tenga también en cuenta la normativa aplicable en su país, además de las normas de higiene de la consulta dental o del hospital. Esto se aplica en particular a las diferentes especificaciones para una activación de priones eficaz.

AVERÍAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| AVERÍA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|--|
| El motor funciona, pero la cuchilla shaver no se mueve. | La cuchilla shaver o la pieza de mano no están acopladas de forma óptima. | Presione la pieza de mano firmemente contra el motor o la cuchilla shaver firmemente contra la pieza de mano hasta que encaje en su sitio. Compruebe el asiento con un contramovimiento. |
| La cuchilla shaver no funciona regularmente. | La cuchilla shaver no sujeta de forma óptima. | Presione la cuchilla shaver firmemente contra la pieza de mano shaver hasta que encaje en su sitio. Compruebe el asiento con un contramovimiento. |
| La pieza de mano es ruidosa. | La pieza de mano no engrasada o sucia. | Rocíe la pieza de mano con lubricante. |

DATOS TÉCNICOS

| PIEZA DE MANO SHAPER ORL | REF 2092nou |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rango de velocidad en modo oscilación | 300 – 5'000 rpm |
| Frecuencia de oscilación | 0.2 – 3.0 ciclos/s |
| Rango de velocidad en modo continuo | 300 – 6'000 rpm |
| Relación de transmisión | 4 : 1 |
| Par máx. en la cuchilla de shaver | 12 Ncm |
| Acoplamiento | ISO 3964 |
| Peso | 170g |

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

| REF | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|-------|---|-------|
| 1873 | Set de clips, para la fijación del juego de tubos al cable del motor, UE 10 unid. | 1 |
| 1881 | Set de clips, para la fijación del juego de tubos a la pieza de mano, UE 3 unid. | 1 |
| 6024 | Set de tubos desechables, estéril, 3m, UE 10 unid. | 1 |
| 14991 | Junta tórica FPM Ø9.0x1.0 mm | |

ELIMINACIÓN



Al desechar el aparato, sus piezas y accesorios, deben respetarse las normas dictadas por el legislador. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados son residuos peligrosos y no deben eliminarse con la basura doméstica.

ESTUDIOS POSTERIORES A LA COMERCIALIZACIÓN

- i** Si tiene alguna queja en relación con el uso del producto sanitario, póngase inmediatamente en contacto con el fabricante por correo electrónico complaint@nouvag.com o por teléfono. Para proporcionar la información adecuada, rellene el formulario de reclamación: [Nouvag.com > Contact > Complaint Form.](#)

FABRICANTE Y CENTROS DE SERVICIO



Suiza
NOUVAG AG
St. Gallerstrasse 25
9403 Goldach



Alemania
NOUVAG GmbH
Schultheisstrasse 15
78462 Konstanz

Teléfono +41 71 846 66 00
info@nouvag.com
nouvag.com

Teléfono +49 7531 1290-0
info-de@nouvag.com
nouvag.com

Puede encontrar una lista completa de todos los puntos de servicio autorizados por NOUVAG en todo el mundo en [Nouvag.com > Service > Global Service Centres](#)